












FRESE STRAUSS DIAMOND

<http://www.strausdiamond.com/>

	Separazione	Needle 859 – 010
	Solchi in profondità	Round 801 – 022
	Riduzione pareti assiali	Flat End Cylinder 837 – 010
	Spalla con angolo interno 90°	Flat End Cylinder 837 – 012
	Spalla con angolo interno arrotondato	Round End Taper 850 – 016
	Spalla con angolo interno arrotondato	Round End Taper 850 - 018
	Spalla con angolo interno arrotondato	Round End Taper 856 – 014
	Spalla con angolo interno arrotondato	Round End Taper 856C – 014
	Chamfer	Gingival Curettage 878 – K
	Chamfer	Gingival Curettage 879 – 012
	Riduzione concavità incisale	Football / Egg 379 – 023

Aspiratori	Operative aspirator–mouthpiece	sterident
	e-vac tips	e-vac
	roto-vac rotating aspirator	Joung
Controllo del micro campo operatorio	Fili Ultrapak- diametro000 00 1 2 3	Ultradent
Emostatici ed astringenti	Hemodette cloruro di alluminio 20/100	vanR
	Solfato ferrico 21/100	